

## Utech high frequency

F806.N

### Equipo de alta frecuencia

Equipo de alta frecuencia para uso profesional utilizado para acelerar la circulación sanguínea, estimular la actividad glandular, limpiar en profundidad y facilitar la penetración de activos. Regula la actividad glandular según el tipo de piel.

### Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-10
Alta frecuencia – tipo	directa, indirecta
Alta frecuencia – frecuencia	200-500 kHz
Nº electrodos vidrio	4
Tipo de gas del electrodo	naranja
Forma del electrodo	seta, cuchara, bola, recto

sobremesa

10 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↑ 13 cm

📦 34 x 22 x 34 / 3.15 kg



## Utech high frequency

F806.N

### Équipement haute fréquence

Équipement haute fréquence pour usage professionnel utilisé pour accélérer la circulation sanguine, stimuler l'activité glandulaire, nettoyer en profondeur et faciliter la pénétration des actifs. Régle l'activité glandulaire selon le type de peau.

### Spécifications clés

Rang d'intensité	1-10
Haute fréquence - type	directe, indirecte
Haute fréquence - fréquence	200-500 kHz
N° électrodes en verre	4
Type de gaz de l'électrode	orange
Forme de l'électrode	champignon, cuillère, boule, droit

de table	10 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 28 cm	↗ 27 cm
↑ 13 cm	📦 34 x 22 x 34 / 3.15 kg

