

EL CONSEJO DE LA ESTETICISTA



GERMAINE DE CAPUCCINI



? Qué conseguimos?

Los signos de fatiga como bolsas y ojeras tienden a desaparecer. La mirada descansa y recupera luminosidad de manera instantánea.

? A quién se lo recomendamos?

A mujeres y hombres con ojeras, bolsas o contorno de ojos "apagado".

? En qué momento es aconsejable?

En cualquier época del año. Se aplicará preferiblemente por la mañana. También se utilizará en cualquier ocasión que requiera "borrar" las huellas de cansancio y la falta de horas de sueño al instante.

? Con qué lo puedo combinar?

El uso de este producto por la mañana, combinado con REPAIR NIGHT PROGRESS EYES, de TIMEXPERT SRNS, por la noche, logra resultados mejorables. Aunque es un tratamiento de venta al público, se debe recomendar su uso también a la esteticista, para sellar tratamientos faciales y aportar un cuidado específico para el contorno de ojos en cabina.

La fatiga cotidiana se refleja en nuestra mirada. Día tras día, las glycotoxinas se acumulan en las células y modifican sus propiedades provocando el “cansancio celular”. En el contorno de los ojos aparecen las ojeras y las bolsas. Nuestra expresión “se apaga”.

DESPIERTA TU MIRADA

1 **Acción defatigante profunda (bolsas y ojeras). Contorno relajado.**

- *Extracto de Albizia (conocido como “árbol de la seda”)*, que combate el “cansancio celular”.
- *Cafeína*, con gran poder drenante, lipolítico y estimulador de la microcirculación.

2 **Acción iluminadora espectacular. Luz y claridad.**

Difusores ópticos que aclaran el tono, corrigiendo las ojeras e iluminando de inmediato la mirada.

3 **Acción lifting. Mirada despierta.**

La mirada “se abre” al instante gracias a *Pro-Liftine*, de efecto lifting inmediato y duradero.

El contorno de los ojos experimenta un **rejuvenecimiento global**.

- *Zinc-Glycine Complex y RC Advanced*: el “capital estrés” de la piel, clave de juventud, se ve reforzado.
- *Ácido hialurónico* de alto peso molecular: evita la pérdida de agua, protege la piel de las agresiones externas y rellena las líneas y pequeñas arrugas.

Especial aplicador metálico (ergonómico y ultra-fresco) que permite realizar un suave masaje para potenciar los resultados:

- Mejor **penetración** del producto.
- Sensación de **alivio y bienestar**.
- Refresca y, por lo tanto, **reduce la hinchazón**.
- Activa la microcirculación, con lo que **disminuye el tono azulado-grisáceo**.

Tubo 15 ml

Libre de perfume.

Sin parabenos.

Oftalmológica y dermatológicamente testado.



RETO CUMPLIDO

Los signos de fatiga (bolsas, ojeras) se reducen visiblemente. La mirada descansa y se ilumina de manera extraordinaria.